

Упаковка состоит из 5 липких антибактериальных ковриков (адгезивных матов) по 30 одноразовых листов каждый.

1. Липкий антибактериальный коврик располагается перед помещением, где необходимо соблюдать чистоту.
  2. Во избежание неконтролируемого перемещения коврика, он приклеивается к полу, или к специальной подкладке.
  3. Подготовьте место для антибактериального коврика: удалите пыль и грязь, вымойте и просушите.
  4. Снимите нижнюю защитную пленку (промаркирована) и аккуратно, без складок и загибов приклейте коврик.
- ВНИМАНИЕ:** адгезия коврика высокая, поэтому во избежание повреждения напольного покрытия (линолеума, паркета, ламината) используйте полимерную подкладку.
5. После размещения антибактериального коврика на нужном месте снимите верхнюю защитную плёнку – липкий коврик готов к эксплуатации.
  6. По мере загрязнения снимайте верхний листок антибактериального коврика. При загрязнении последнего листка, аккуратно снимите основу коврика, удалите остатки клея и приклейте новый коврик.
  7. **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания влаги на поверхность липкого коврика, он становится скользким, что может повлечь травмы или ушибы.